

SOLUÇÃO OTOLÓGICA

VETOQUINOL SAÚDE ANIMAL LTDA

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Polietilenoglicol 400.....	29,800 g
Complexo refrescante de extratos vegetais.....	0,015 g
Veículo q.s.p.....	100,00 mL

Indicações:

Para caninos, na higienização do pavilhão auricular e do conduto auditivo externo sadio, facilitando a remoção do excesso de cerúmen.

Posologia e Modo de Usar:

Uso tópico. Umedecer um chumaço de algodão com o produto e com o auxílio de uma pinça para fixá-lo, proceder a limpeza do pavilhão auricular. No caso de excesso de cerúmen no canal auditivo, pode-se pingar 3 a 6 gotas no conduto auditivo, massageando a região em seguida, para facilitar a difusão do produto. Aguardar 1 minuto e limpar delicadamente com algodão fixado a uma pinça.

Apresentação:

Frasco com 100 mL.

CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.

Responsável Técnico:

Dr. Paulo Roberto Andreoli - CRMV: CRMV/SP nº 8147

Proprietário e Fabricante:

Vetoquinol Saúde Animal Ltda.

Rodovia Fernão Dias, Km 56 - Mairiporã – São Paulo

Tel.: 11 3568-1111 - CNPJ: 60.528.742/0001-16

INDÚSTRIA BRASILEIRA